

20203 Contender - ELBOW BRACE



Contender - ELBOW BRACE

Contender Elbow is used in postoperative surgery or post traumatic stabilization of arm and elbow to provide controlled range of motion or immobilization. Telescopic mechanism for easy adjustment of the length. Extension and flexion can be adjusted and locked between -10° and 90° , with adjustments made in 10° increments. Controlled range of movement from -10° to 110° .

NordiCare

EC REP

NordiCare Ortopedi och Rehab AB
Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden
Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21
info@nordicare.se, www.nordicare.se



Corflex, Inc
669 East Industrial Park Drive
Manchester, NH 03109,
www.corflex.com



This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.

MD Class I CE

Application


SE För bästa passform, anpassa ortosen inställningar före applicering. Följ dessa fem steg. OBS! Ortosens initiala inställning är maximal extension och snäpplåset låst. Snäpplåset och ROM-inställningarna får endast ändras av utprovaren.

NO For å sikre best mulig passform, bør ortosen stilles inn før den settes på. Følg disse fem trinnene. OBS! Ortosens innstilling er i utgangspunktet maksimal ekstension, og smekklåsen er låst. Smekklåsen og ROM-innstillingene skal kun endres av utprøveren.

DK For bedste pasform, juster ortosens indstillinger før påføring. Følg disse fem trin. OBS! Ortosens initiale indstilling er maksimal ekstension og hurtiglåsen låst. Hurtiglås og ROM-indstillingerne må kun ændres af udprøveren.

FI Mukautu ortoosin asetukset ennen asetamista paikalleen parhaan istuvuuden varmistamiseksi. Tee seuraavien viiden vaiheen toimet. HUOMIO! Ortoosin perusasetukset ovat suurin ekstensio ja pikalukitus lukittu. Vain soviittaja saa tehdä muutoksia pikalukitukseen ja ROM-asetuksiin.

EN For best fit, modify the brace prior to application. Follow the five steps in order. Note: Initial brace setting is full elbow extension with drop lock engaged. Do not disengage drop lock or change ROM settings unless specified by the physician.



1E
Do NOT apply if safety notches are visible!

1. Removable Biceps Cuff

SE Ortosen är utrustad med en unik avtagbar bicepsmanschett som möjliggör större flexion, utan att det skaver och eller tar emot för personer med uttalad biceps / kraftiga överarmar eller kort överarm. Manschetterna får endast flyttas av utprovaren.

1A. Lås upp bägge proximala låsknapparna.
1B. Tryck ner de två grå knapparna, placerade på var sin sida av skenan under den övre manchetten. För manchetten längs skenan för att ta bort den.
1C. För den avtagbara bicepsmanschetten längs skenan för att avlägsna den från ortosen.
1D. Sätt tillbaka den övre manchetten genom att föra den längs skenan, tills låset åter kan lösas.
1E. Om säkerhetsmarkeringarna på den övre skenan är synliga, sitter inte manchetten på ordentligt. Applicera inte på patient! Lås upp låset och för manchetten längre in på skenan tills säkerhetsmarkeringarna inte längre är synliga.

NO Ortosen er utstyrt med en unik, avtakbar bicepsmansjett som muliggjør større fleksjon uten at det gnager og/eller er til besvær for personer med stor biceps/kraftige overarmar eller kort overarm. Mansjettene skal kun flyttes av utprøveren.

1A. Lås opp begge de proximale låseknappene.
1B. Trykk ned de to grå knappene som befinner seg på hver sin side av skinnen under den øvre mansjettten. Før mansjettten langs skinnen for å fjerne den.

1C. Før den avtakbare bicepsmansjettten langs skinnen for å løse den fra ortosen.
1D. Sett den øvre mansjettten tilbake ved å føre den langs skinnen inntil låsen kan løsnes igjen.
1E. Dersom sikkerhetsmarkeringene på den øvre skinnen er synlige, sitter ikke mansjettten riktig. Ikke sett ortosen på pasienten! Lås opp låsen og før mansjettten lengre inn på skinnen inntil sikkerhetsmarkeringene ikke lenger er synlige.

DK Ortosen er udstyret med en unik aftagelig bicepsmanchet, der muliggør større fleksion uden at det gnaver på personer med store biceps /kraftige overarme eller kort overarm. Manchetten må kun flyttes af udprøveren

1A. Lås begge proximale låseknapper op.
1B. Tryk de to grå knapper ned, der er placeret på hver side af skinnen under den øvre manchetten. Før manchetten langs skinnen for at fjerne den.
1C. Før den aftagelige bicepsmanchet langs skinnen for, at fjerne den fra ortosen.
1D. Sæt den øvre manchett tilbage ved, at flytte den langs skinnen, indtil låsen kan løsnes igen.
1E. Hvis sikkerhedsmærkerne på den øverste skinne er synlige, sidder manchetten ikke korrekt. Applicer ikke på patienten! Luk låsen og manchetten op længere inde på skinnen, indtil sikkerhedsmærkerne ikke længere er synlige.

FI Ortoosissa on ainutlaatuinen irrotettava hauismansetti, joka mahdollistaa suuremman jännityksen ilman hankausta tai osumista henkilöihin, joilla on korostunut hauis tai voimakas tai lyhyet olkavarret. Vain soviittaja saa täyttää mansetin.

1A. Lukitse molemmat proximalliset lukituspainikkeet.
1B. Paina alas kaksi harmaata painiketta, jotka sijaitsevat kiskon molemmin puolin ylemmän mansetin alla. Mansetin voi irrottaa siirtämällä sitä kiskoa pitkin.
1C. Irrotettavan hauismansetin voi irrottaa ortoosista siirtämällä sitä kiskoa pitkin.
1D. Aseta ylempi mansetti takaisin paikalleen siirtämällä sitä kiskoa pitkin, kunnes lukon voi jälleen sulkea.
1E. Jos ylemmän kiskon turvamerkinät näkyvät, mansetti ei ole kunnolla paikallaan. Älä aseta paikalleen potilaaseen! Lukitse lukko ja siirrä mansettia kiskoa pitkin, kunnes turvamerkinät eivät enää näy.

EN Brace features a unique removable Biceps Cuff to help prevent incision site irritation or to accommodate short humeral lengths. Removal of this cuff should be only at the direction of the treating physician.

1A. Unlock both proximal lock buttons.
1B. Depress the two grey Cuff Release Buttons located on either side of the rail at the base of the Upper Cuff. Slide cuff to remove.
1C. Slide the narrow Biceps Cuff off the rail.
1D. Reapply Upper Cuff to rail. Slide Upper Cuff onto rail until the (ZipTrak) button can be engaged.
1E. If Safety Notches are visible in the upper rail the Upper Cuff is not fully engaged and brace should not be applied to the patient. Unlock the (ZipTrak) button and slide cuff further onto track until notches are no longer visible.

Adjustments

SE Försäkra dig om att skenans längd och manchetternas position är rätt inställda innan nästa steg.

NO Kontroller at skinnenes lengde og mansjettens posisjon er riktig innstilt før neste trinn.

DK Sørg for, at længden af skinnerne og manchettens position er korrekt, juster inden næste trin.

FI Ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä varmista, että kiskon pituus ja mansettien sijainti on säädetty oikein.

EN Ensure that brace length, and cuff position have been properly adjusted before proceeding.

6. Setting the Drop Lock

SE **6A.** Initialt är låset ställt på 10°. Låset kan ställas in mellan -10° och 90° i steg om 10°. **6B.** Lås upp genom att föra den gula låsknappen bort från ledcentrum. För att låsa, rotera leden till en av de elva lås-positionerna och för låsknappen in mot ledcentrum igen. Om fritt rörelseintervall önskas kan låsknappen lämnas olåst.

NO **6A.** I utgangspunktet er låsen stilt inn på 10°. Låsen kan stilles inn på mellom -10° og 90° i trinn på 10°. **6B.** Lås opp ved å føre den gule låseknappen bort fra leddets sentrum. For å låse, føres leddet til en av de elleve låseposisjonene, og låseknappen føres igjen mot sentrum av leddet. Dersom det ønskes et fritt bevegelsesintervall, kan låseknappen være ulåst.


DK **6A.** Indledningsvis er låsen indstillet til 10°. Låsen kan indstilles mellem -10° og 90° i 10° intervaller.

6B. Lås op ved at skruе den gule låseknapp væk fra ledcentrum. For at låse, drej til en af de elleve låsepositioner og før låseknappen ind mod ledcentrum igen. Hvis der ønskes fri bevægelsesinterval, kan låseknappen være ulåst.


FI **6A.** Lukon alkuasetus on 10°. Lukkoa voidaan säätää alueella -10-90°, 10 asteen portain
6B. Lukitse siirtämällä keltainen lukituspainike pois nivelen keskikohtasta. Lukitse käntämällä nivel johonkin 11 lukitusasennosta ja siirtämällä lukituspainike takaisin nivelen keskikohtaan. Jos halutaan vapaata liikettä, lukituspainike voidaan jättää lukitsematta.

EN **6A.** Drop Lock comes set at 0° and can be locked in 10° increments from -10° to 90°.

6B. To unlock, slide gold Drop Lock Button away from hinge center. To lock, rotate hinge to one of the eleven drop lock positions and slide the gold button down toward the hinge center. Slide button can also be left unlocked for free range of motion.



20203 Contender - ELBOW BRACE



2. Setting Brace Length and Cuffs

SE 2A. Positionera ortosens led på utsidan av armbågen.

2B. Lås upp alla fyra låsknappar längs skenan.
2C. Förläng den övre och undre skenan så att de passar över- och underarmslängden. Positionera mellanliggande manschetter till önskad placering, undvik om möjligt operationsår/sår.
2D. Lås alla fyra låsknapparna igen.


NO 2A. Plasser leddet på ortosen på utsiden av albuen.

2B. Lås opp alle de fire låseknappene langs skinnen.
2C. Forleng skinnene oppe og nede, slik at de passer til lengden på over- og underarm. Plasser mellomliggende mansjetter på ønsket sted, unngå om mulig operasjonsår/sår.
2D. Lås alle de fire låseknappene igjen.

DK 2A. Placer ortosens led på ydersiden af albuen.
2B. Lås alle fire låseknapper op langs skinnen.
2C. Forlæng den øvre og nedre skinne så de passer overe og underarmslængde. Placer mellemliggende manschetter til den ønskede position, undgå hvis muligt operationssår / sår.
2D. Lås alle fire låseknapper igen.

FI 2A. Aseta ortoosin nivel kynnärpään ulkopuolelle.
2B. Lukitse kaikki neljä kiskon lukituspainiketta.
2C. Pidennä ylempää ja alemmaa kiskoa siten, että ne sopivat olka- ja kynnärvarren pituuteen. Aseta väliin jäävät mansetit haluttuun kohtaan. Vältä leikkausarpea/haavaa.
2D. Lukitse kaikki neljä lukituspainiketta uudelleen.

EN 2A. Position the hinge over the lateral humeral epicondyle.
2B. Unlock all four lock buttons located along the rail.
2C. Extend upper and lower rails until they match the length of the upper arm and forearm. Glide intermediate cuffs to desired location taking care to avoid surgical sites.
2D. Engage all four lock buttons.



3. Contouring the Uprights

SE 3A. För att motverka att ortosen glider är skenorna bockningsbara. Placera ortosen på en plan yta, med bocknings-märkena utanför kanten för att skydda led-funktionen. Skenorna är bockningsbara på alla ställen där metallskenan är synlig.
3B. Bocka genom ett försiktigt men konstant tryck i önskad riktning.

NO 3A. For å hindre at ortosen gliir, er skinnene bøyelige. Legg ortosen på et flatt underlag med bøyermerkene utenfor kanten for å beskytte leddfunksjonen. Skinnene er bøyelige på alle steder der metallskinnen er synlig.
3B. Bøy med et forsiktig, men konstant trykk i ønsket retning.

DK 3A. For at forhindre ortosen i at glide, er skinnerne bøjelige. Placer ortosen på en flad overflade, med bøjningsmærket udenfor kanten for at beskytte led-funktionen. Skinnerne er bøjelige på alle de steder, hvor metallskinnen er synlig.
3B. Bøjes med et forsigtigt men konstant tryk i den ønskede retning.

FI 3A. Kiskoja voidaan taivuttaa ortoosin liukumisen estämiseksi. Aseta ortoosi tasaiselle alustalle taivutusmerkit reunasta ulospäin, jotta niveltoimintoa suojataan. Kiskoja voidaan taivuttaa kaikista paikoista, joissa metallinen kisko näkyy.
3B. Taivuta painamalla varovasti ja tasaisesti haluamaasi suuntaan.

EN 3A. Brace uprights can be contoured to help prevent migration. Place hinge on a solid surface with bending notches above the edge to protect hinge function. Uprights can also be contoured anywhere along the exposed metal track.
3B. Apply gentle constant pressure in desired direction.



4. Forming the Cuffs

SE 4A. Forma den övre manschetten efter överarmen. Framsidan är kortare för att undvika irritation i armhålan. Forma den längre bakre delen runt triceps.

4B. Forma de bägge vingarna på underarmens manchett för bästa passform.
4C. Anpassa handleds-manschetten till önskad handledsposition - neutral, supinerad eller pronerad.

NO 4A. Form den øvre mansjetten etter overarmen. Forsiden er kortere for å unngå irritasjon i albuen. Form den lengre, bakre delen rundt triceps.

4B. Form begge vingene på underarmens mansjett for best mulig passform.
4C. Tilpass håndleddsmansjetten til ønsket håndleddsposisjon - nøytral, supinert eller pronert.

DK 4A. Form den øvre manchett efter overarmen. Forsiden er kortere for at undgå irritation i armhulen. Form den længere bagside omkring triceps.

4B. Form de to vinger på underarmens manchett for, at få den bedste pasform.
4C. Juster håndleddets manchett til den ønskede håndleddsposition - neutral, supination eller pronation.

FI 4A. Muotoile ylempi mansetti olkavarren mukaan. Etupuoli on lyhyempi, jotta kainalon ärtyminen vältetään. Muotoile pidempi takaosa olkalihaksen ympärille.
4B. Muotoile kynnärvarren mansetin molemmat siivekkeet mahdollisimman sopiviksi.
4C. Mukauta ranteen mansetti haluttua asentoa varten: neutral, supinoiva tai pronatoiva.

EN 4A. Contour the Upper Cuff to the upper arm. Front section is shorter to avoid irritation in the axilla. Contour the extended rear section to the triceps.
4B. Wings of the forearm can be shaped independently for maximum contact.
4C. Adjust the Wrist Cuff to match the desired hand position for neutral, supination or pronation.



5. Adjusting Straps and Securing the Brace

SE 5A. För att korta av banden - ta av krokodilgabet, klipp bandet till önskad längd, sätt tillbaka krokodilgabet igen.
5B. Förlut genom att föra in den grå delen i snabblåset.

NO 5A. For å gjøre båndene kortere - ta av krokodilgabet, klipp båndet i ønsket lengde, sett krokodilgabet tilbake på plass.
5B. Lukk ved å føre den grå delen inn i hurtiglåsen.

DK 5A. For at forkorte båndet - fjern krokodilgabet, klip båndet til den ønskede længde, sæt krokodilgabet på igen.
5B. Luk ved at indsætte den grå del i hurtiglåsen.

FI 5A. Voit lyhentää nauhaa irrottamalla väliosaa, leikkaamalla nauhan halutun pituiseksi ja asettamalla väliosaa takaisin paikalleen.
5B. Aseta lopuksi harmaa osa pikalukioon.

EN 5A. Shorten the straps by removing hook tip, trimming strap to desired length and reapplying alligator-style hook tip to end of strap.
5B. Insert the gray part into the quick-release lock to secure.

7. Adjusting the ROM Hinge

SE 7A. Lås upp den gula låsknappen.
7B. Ställ in extension genom att ta bort den svarta gummi-säkring runt den vita knappen. Tryck in den vita knappen och för den till önskad position.

7C. Ställ in flexion genom att ta bort den svarta gummi-säkring runt den grå knappen. Tryck in den grå knappen och för den till önskad position.

7D. Sätt fast gummisäkring runt knapparna när inställningen är klar. Säkringen motverkar att patienten av misstag kommer åt inställningen.
7E. För en mer permanent lösning, medföljer buntband i förpackningen. Trä banden genom knapparna, dra åt och klipp av änden.

NO 7A. Lås opp den gule låseknappen.
7B. Still inn ekstension ved å fjerne den sorte gummisikringen rundt den hvite knappen. Trykk

inn den hvite knappen og før den til ønsket posisjon.

7C. Still inn fleksjon ved å fjerne den sorte gummisikringen rundt den grå knappen. Trykk inn den grå knappen og før den til ønsket posisjon.

7D. Fest gummisikringen rundt knappene når innstillingen er ferdig. Sikringen hindrer at pasienten kommer bort innstillingen ved en misforståelse.

7E. For en mer permanent løsning, medfølger strips i pakningen. Før båndet gjennom knappene, trekk til og klipp av enden.

DK 7A. Lås den gule låseknop op.
7B. Indstil ekstension ved at fjerne den sorte gummisikring omkring den hvite knap. Tryk på den hvite knap og flyt den til den ønskede position.

7C. Indtil flexion ved at fjerne den sorte gummi sikring omkring den grå knap. Tryk på den grå knap og flyt den til den ønskede position.

7D. Fastgør gummisikringen rundt om knapperne, når indstillingen er færdig. Sikringen forhindrer at patienten ved et uheld ændre indstillingen.

7E. For en mere permanent løsning, medfølger et bånd i pakken. Træk båndet gennem knapperne, stram og skær enden af.

FI 7A. Lukitse keltainen lukituspainike.
7B. Säädä ekstensio poistamalla musta kumivarmistus valkoisen painikkeen ympäriltä. Paina valkoista painiketta ja vie se haluamaasi asentoon.
7C. Säädä jännitys poistamalla musta kumivarmistus harmaan painikkeen ympäriltä. Paina harmaata painiketta ja vie se haluamaasi asentoon.

7D. Kun säädöt on tehty, kiinnitä kumivarmistus painikkeiden ympärille. Varmistus estää potilasta pääsemästä vahingossa käsiksi asetukseen.

7E. Pakkaus sisältää nippusiteen pysyvää lukitsemista varten. Pujota hihna painikkeiden läpi, kiristä ja katkaise pää leikkaamalla.

EN 7A. Disengage the yellow drop lock.

7B. To set extension, remove black security band from the white button. Depress white button and slide to desired setting.

7C. To set flexion, remove black security band from the grey button. Depress grey button and slide to desired setting.

7D. Apply black security band to each button after adjustment to prevent patient tampering.

7E. Zip ties are also included for a more permanent lock. Insert zip tie through each button, tighten and trim excess.

User Information & Care:

SE Förskrivning, rekommendation om användning och utprovning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person/ortopedingenjör/tekniker.

Använd ortosen enligt utprovarens föreskrifter: Läs alltid noggrant samtliga instruktioner innan produkten tas i bruk. Det är viktigt att generella samt individuella användarinstruktioner från läkare/utprovare följs under hela rehabiliteringstiden. Speciellt gäller det inställningen av ortosen flexionsstopp/extensionstopp. Ändra aldrig inställningar och låsknappens läge utan läkares/utprovares inrådan.

Skötsel: Kontrollera regelbundet att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Undvik att använda hudkräm för att minska påverkan på bandagen. Använd inte knäortosen vid bad/dusch.

Särskild uppmärksamhet bör iaktas om ortosen används till barn: Då skall produkt samt anpassning av denna regelbundet kontrolleras av vuxen person. Detsamma gäller om produkten används av person som ej, p.g.a. fysisk/mental hälsa, själv kan kontrollera detta.

Kontakta alltid läkare/utprovare: Vid minsta tveksamhet och när frågor uppkommer. Vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Om biverkningar som ex. hudirritation uppstår. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

NO Anbefaling, foreskrivning om bruk og testing bør utføres av medisinsk utdannet person/ortopedisk ingeniør/tekniker. Les alltid samtlige instruksjoner grundig før produktet tas i bruk.

Bruk ortosen i henhold med lege/tilpasser forskrifter: Les alltid samtlige instruksjoner grundig før produktet tas i bruk. Det er viktig at generelle og individuelle bruksinstruksjoner fra lege/tilpasser følges i hele rehabiliteringsperioden. Dette gjelder

særlig instillingen av ortosens fleksjonsstopp/ekstensionsstopp. Du må ikke endre på innstillinger og posisjonen til låseknappen uten godkjenning fra lege/utprovare. **Pleie:** Kontroller at borrelåsen er fri for smuss og at borrelåsen virker som den skal. Unngå å bruke hudkrem for å redusere påvirkningen på bandasjen. Ikke bruk ortosen i bad/dusj.

Vær spesielt oppmerksom hvis ortosen brukes av barn: Da skal produktet og tilpassingen av dette regelmessig kontrolleres av en voksen. Det samme gjelder dersom produktet brukes av en person som ikke, p.g.a. fysisk/mental helse, selv kan kontrollere dette.

Kontakt alltid lege/ortopedtekniker: Om du er det minste i tvil og når du har spørsmål. Ved bruk i kombinasjon med andre legemidler/hjelpemidler. Om det oppstår bivirkninger som f.eks. hudirritasjon. Allvorige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

DK Information og pleje udskrivning, anbefaling om anvendelse og tilpasning af dette produkt bør foretages af medicinsk uddannet person/ortopedisk ingeniør/tekniker.

Anvend ortosen ud fra, personens der har tilpasset ortosens forskrifter: Læs altid omhyggeligt alle instruktioner, før produktet tages i brug. Det er vigtigt, at de generelle og individuelle instruktioner fra lægen/bandagist følges under hele rehabiliteringsperioden. Dette gælder specielt indstilling af fleksion-/extensionstroppen. Ændre aldrig indstillingerne og låseknappens leje uden læge/tilpasserens rådgivning.

Vedligeholdelse: Kontrollér regelmæssigt, at velcro er fri for snavs og at ikke vedhæftningen forringes. Undgå at bruge hudcreme for at reducere påvirkningen af bandagen. Brug ikke knæortosen i bad/brusebad.

Særlig opmærksomhed bør udvises, hvis ortosen anvendes til børn: Der kontrolleres produktet og tilpassingen regelmæssigt af en voksen person. Det samme gælder, hvis produktet anvendes af en person, der ikke er fysisk /psykisk i stand til selv, at kontrollere dette.

Kontakt altid læge/person der har tilpasset ortosen: Ved mindste tvivl og når der opstår spørgsmål. Ved anvendelse i kombination med andre lægemidler/hjælpemidler. Hvis bivirkninger f.eks. Hudirritation forekommer. Allvorige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

FI Ortopedin, lääketieteellisen koulutuksen saaneen henkilö tai teknikon tulee antaa määräys tai suositus tämän tuotteen käyttämisestä ja soviitaa se.

Ortoosia saa käyttää vain noudattaen sovituksen tehneen antamia ohjeita. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen ottamista käyttöön. On tärkeää, että yleisiä ja lääkärin tai sovituksen tehneen antamia yksilöllisiä käyttöohjeita noudatetaan kuntoutuksen ajan. Tämä koskee erityisesti ortoosin flexio- ja ekstensiopysäyttimien säätämistä. Säätöihin ja lukituspainikkeen asentoon saa tehdä muutoksia vain lääkärin tai sovituksen tehneen kehoituksesta.

Hoito: Tarkasta säännöllisesti, että tarannauhassa ei ole likaa eikä tarttumiskyky ole heikentynyt. Vältä käyttämästä kosteusvoidetta, koska se voi vaikuttaa nauhan toimintaan. Älä käytä polviortoosia kylvyssä tai suihkussa.

Jos ortoosia käytetään lapselle, täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta: Jos ortoosia käytetään lapselle, täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta. Silloin aikuisen täytyy tarkistaa sen sopivuus säännöllisesti. Samoin täytyy tehdä, jos käyttäjä ei voi fyysisen tai henkisen terveytensä vuoksi tehdä tätä itse.

Ota yhteys lääkäriin tai sovituksen tehneeseen: Jos jokin asia on jäänyt

epäselväksi ja mielessäsi on kysymyksiä ortoosia käytetään yhdessä muiden apuvälineiden kanssa tai käyttäjä saa lääkettä jos ilmaantuu ihon ärsyyntymisen kaltaisia haittavaikutuksia. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN The prescription, recommendation of use and fitting of this product should only be made by a healthcare professional or orthopaedic technician.

Use the knee brace according to your fitter's instructions: Always read carefully all the instructions before using this product. It is important to follow the doctor's/fitter's instructions during the entire rehabilitation period, especially with regards to the flexion/extension stop settings. Never change the settings without the advice of your doctor/fitter.

Maintenance: Regularly check that the Velcro straps are free from dirt and that their fastening capabilities have not deteriorated. Avoid using skin cream to prevent a negative impact on the bandage. Do not use the knee brace in the bath or shower.

Special attention should be exercised if the knee brace is used by children: In such a case, both the product and its adjustments should be checked regularly by an adult. The same applies if the product is used by a person who cannot monitor the product and adjustments himself/herself due to a physical or mental disability.

Always contact your doctor/fitter: In case of doubt, if you have questions, if you are taking medication, or if you experience side effects such as skin irritation. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

Indications

Indicated for postoperative or post-traumatic stabilization. Muscle/ligament injuries. Distal humerus fracture. Elbow surgery. Stable elbow fracture. **Contraindication** - Instable fractures and fractures in humerus, radius or ulna.

Materials

Brace: Lightweight Aluminum.
Cuff: Aluminum and nylon.
Padding: Polyethylene and nylon.

Washing Instructions

Wipe the aluminum brace with a soft wet cloth. Wash the padding by hand in cold water. Dry flat. Do not use bleach.



For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, health practitioner, medical equivalent or NordiCare: +46 42-35 22 20/ DK 7070-1907, info@nordicare.se.

Size

Universal size. Available for right or left arm.

Extra

Included in the package:

- Arm sling.

To be ordered separately:

- Hand piece 20203-X5-50
- Padding 20203-X0-55
- Strap Kit 20203-30-00



Arm sling



Hand piece 20203-15-50

Product	Side	Art.no	Length orthosis (cm)	Fits upper arm with circumference	Fits forearm with circumference
Contender Elbow Brace	Left	20203-10-50	35-50	< 56 cm	< 46 cm
Contender Elbow Brace	Right	20203-20-50	35-50	< 56 cm	< 46 cm
Hand piece	Left	20203-15-50			
Hand piece	Right	20203-25-50			
Padding	Left	20203-10-55			
Padding	Right	20203-20-55			
Strap Kit	Universal	20203-30-00			

