



## NeoROM 40 cm


art no 70526

### STABILIZING KNEE BRACE

#### Measurement

1. Circumference thigh in cm (about 15 cm above mid-patella).
2. Circumference knee mid-patella.
3. Circumference calf in cm (about 15 cm below mid-patella).

Extension and flexion can be adjusted and locked at 0°, 15°, 30°, 60° and 90°, or free movement in flexion.



**King-size**

Size	1. 15cm above mid-patella	2. mid-patella	3. 15cm below mid-patella
S	40,5-46	30,5-35,5	28-33
M	46-48,5	35,5-40,5	33-38
L	48,5-53,5	40,5-46	38-43
XL	53,5-58,5	46-51	43-48,5
2XL	58,5-63,5	51-56	48,5-53,5
3XL	63,5-68,5	56-61	53,5-56
4XL	68,5-71	61-66	56-58,5

## NeoROM 40 cm

art no 70526

### STABILIZING KNEE BRACE

#### Measurement

1. Circumference thigh in cm (about 15 cm above mid-patella).
2. Circumference knee mid-patella.
3. Circumference calf in cm (about 15 cm below mid-patella).

Extension and flexion can be adjusted and locked at 0°, 15°, 30°, 60° and 90°, or free movement in flexion.

Size	1. 15cm above mid-patella	2. mid-patella	3. 15cm below mid-patella
S	40,5-46	30,5-35,5	28-33
M	46-48,5	35,5-40,5	33-38
L	48,5-53,5	40,5-46	38-43
XL	53,5-58,5	46-51	43-48,5
2XL	58,5-63,5	51-56	48,5-53,5
3XL	63,5-68,5	56-61	53,5-56
4XL	68,5-71	61-66	56-58,5



# INSTRUCTIONS FOR USE

## NeoROM 40 cm – STABILIZING KNEE BRACE

art no 70526

### Application

- SE** 1. Öppna upp ortosen.  
2. Placer ortosen med den gråa insidan mot benet och centrer ortosen led strax ovan knäleden.  
3. Förslut banden, starta med bandet under knät, se till att ortosen sitter stadigt utan att hindra cirkulationen. Förslut de övre banden.

**OBS!** För att ställa in ROM, ta ut skenorna ur fickorna, öppna locket och ställ önskad inställning med stiftens. Säkerställ att båda lederna har samma inställning

- DK** 1. Åbn ortosen.  
2. Placer ortosen med det grå inde mod benet og centrer skinnerne lige over knæleddet.

3. Luk stropperne, start med stroppen under kneæt, sør for, at ortosen er fast placeret uden at forhindre cirkulation. Luk de øvre bånd.

**OBS!** For at indstille ROM, fjerne skinnerne fra lommerne, åbne omslag og indstille den ønskede indstilling med stifterne. Sørg for at begge samlinger har samme indstilling.

- NO** 1. Åpne ortosen.  
2. Sett ortosen med den grå innsiden mot benet og sentrer skinnene rett over kneleddet.

3. Lukk stropene, start med stroppen under kneet, sør for at ortosen sitter fast uten å hindre sirkulasjon. Lukk det øvre båndet.

**OBS!** For å stille inn ROM, fjern skinnene fra lommene, åpne lokket og sett ønsket innstilling med stiftene. Pass på at begge leddene har samme innstilling.

- FI** 1. Avaa ortoosi.  
2. Aseta ortoosi jaljaa vasten ja keskitä kiskot polvinivelen yläpuolelle.

3. Sulje hihnat, aloita hihna polven alla. Varmista, että ortoosi on tukevasti paikallaan estämättä verenkierhoa. Sulje yläkaistat.

**HUOM!** Jos haluat asettaa ROM, poista kiskot taskuista, avaa kansi ja aseta haluamasi asetus nastojen avulla. Varmista, että molemmissa liitoksissa on sama asetus.

- EN** 1. Open knee wrap.  
2. Position wrap with grey on inside and position the hinges slightly above knee.  
3. Fasten straps beginning with most distal until they fit comfortably around the knee without inhibiting circulation. Fasten remaining support straps.

**NOTE!** To set ROM hinge, remove hinge from pocket, open cover and set hinge by placing pins in desired setting. Close cover and reinsert into pocket. Make sure both hinges have identical settings.

### Material Composition

Latex-Free Neoprene, Polyester, Aluminum, Nylon.



### Indication

**SE** Stabilisering av knäled, posttraumatiskt och postoperativ. Begränsning av hyperextension.

**Kontraindikationer:** Inga kända.

**DK** Stabilisering af knæled, posttraume og postoperation. Begrensning af hyperextension.

**Kontraindikationer:** Ingen kendte.

**NO** Stabilisering av kneledd, posttraumatiskt og postoperativ. Begrensning av hyperekstensjon.

**Kontraindikasjoner:** Ingen kjent.

**FI** Polven stabilisoitiin, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti. Estää hyperextension. **Vasta-aiheet:** Ei tunneta vaka-aiteita.

**EN** Stabilization of knee joint, post trauma and post operation. Restricting hyperextension.

**Contraindications:** None known.

### Information

**SE** Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

**DK** Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

**NO** Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

**FI** Vakavista tapauksista on ilmoittettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

**EN** Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

### Washing instructions

**SE** Handtvätt max 30°C. Plantorkas. Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torkfumla ej.

**DK** Håndvask max 30°C. Tørres plant. Fastgør burre båndet og fjern skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skylemiddel, da det kan forringe materialets funktion. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**NO** Håndvask maks 30°C. Tørkes flatt. Fest borrelåsen og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/ tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tøretrommel.

**FI** Käsipesu max 30°C. Tasokuivaus. Sulje tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä valkaisutai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

**EN** Hand wash max 30°C. Dry flat. Secure all hook and loop closures and remove the hinges before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## NeoROM 40 cm – STABILIZING KNEE BRACE

art no 70526

### Application

- SE** 1. Öppna upp ortesen.  
2. Placer ortesen med den gråa insidan mot benet och centrer ortesen led strax ovan knäleden.

3. Förslut banden, starta med bandet under knät, se till att ortesen sitter stadigt utan att hindra cirkulationen. Förslut de övre banden.

**OBS!** För att ställa in ROM, ta ut skenorna ur fickorna, öppna locket och ställ önskad inställning med stiftens. Säkerställ att båda lederna har samma inställning

- DK** 1. Åbn ortosen.  
2. Placer ortesen med det grå inde mod benet og centrer skinnerne lige over knæleddet.

3. Luk stropperne, start med stroppen under kneæt, sør for, at ortesen er fast placeret uden at forhindre cirkulation. Luk de øvre bånd.

**OBS!** For at indstille ROM, fjerne skinnerne fra lommerne, åbne omslag og indstille den ønskede indstilling med stifterne. Sørg for at begge samlinger har samme indstilling.

- NO** 1. Åpne ortesen.  
2. Sett ortesen med den grå innsiden mot benet og sentrer skinnene rett over kneleddet.

3. Lukk stropene, start med stroppen under kneet, sør for at ortesen sitter fast uten å hindre sirkulasjon. Lukk det øvre båndet.

**OBS!** For å stille inn ROM, fjern skinnene fra lommene, åpne lokket og sett ønsket innstilling med stiftene. Pass på at begge leddene har samme innstilling.

- FI** 1. Avaa ortoosi.  
2. Aseta ortoosi jaljaa vasten ja keskitä kiskot polvinivelen yläpuolelle.

3. Sulje hihnat, aloita hihna polven alla. Varmista, että ortoosi on tukevasti paikallaan estämättä verenkierhoa. Sulje yläkaistat.

**HUOM!** Jos haluat asettaa ROM, poista kiskot taskuista, avaa kansi ja aseta haluamasi asetus nastojen avulla. Varmista, että molemmissa liitoksissa on sama asetus.

- EN** 1. Open knee wrap.  
2. Position wrap with grey on inside and position the hinges slightly above knee.

3. Fasten straps beginning with most distal until they fit comfortably around the knee without inhibiting circulation. Fasten remaining support straps.

**NOTE!** To set ROM hinge, remove hinge from pocket, open cover and set hinge by placing pins in desired setting. Close cover and reinsert into pocket. Make sure both hinges have identical settings.

### Material Composition

Latex-Free Neoprene, Polyester, Aluminum, Nylon.



### Indication

**SE** Stabilisering av knäled, posttraumatiskt och postoperativ. Begränsning av hyperextension.

**Kontraindikationer:** Inga kända.

**DK** Stabilisering af knæled, posttraume og postoperation. Begrensning af hyperextension.

**Kontraindikationer:** Ingen kendte.

**NO** Stabilisering av kneledd, posttraumatiskt og postoperativ. Begrensning av hyperekstensjon.

**Kontraindikasjoner:** Ingen kjent.

**FI** Polven stabilisoitiin, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti. Estää hyperextension. **Vasta-aiheet:** Ei tunneta vaka-aiteita.

**EN** Stabilization of knee joint, post trauma and post operation. Restricting hyperextension.

**Contraindications:** None known.

### Information

**SE** Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

**DK** Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

**NO** Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

**FI** Vakavista tapauksista on ilmoittettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

**EN** Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

### Washing instructions

**SE** Handtvätt max 30°C. Plantorkas. Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel, då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torkfumla ej.

**DK** Håndvask max 30°C. Tørres plant. Fastgør burre båndet og fjern skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skylemiddel, da det kan forringe materialets funktion. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**NO** Håndvask maks 30°C. Tørkes flatt. Fest borrelåsen og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/ teknstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tøretrommel.

**FI** Käsipesu max 30°C. Tasokuivaus. Sulje tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä valkaisutai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

**EN** Hand wash max 30°C. Dry flat. Secure all hook and loop closures and remove the hinges before washing. Do not use bleach, chlorine bleach or fabric softener as this could impair the function of the material. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.