

# AbduSling - Abduktiotuki

TUOTENRO 20116

Abduktiotuki, jonka tyyny pitää käsivarren/olkapään immobilisoituna 15° abduktiossa. Lonkkaa vasten sopivaksi muotoiltu tyyny kiinnitetään tarranauhalla vyötärölle. Kantoside kiinnitetään tyynyyn tarranauhalla. Kantositeen korkeutta voi säätää. Olkahihnan lisäpehmuste parantaa mukavuutta. Sopii sekä vasempaan että oikeaan käteen.

**Käyttöaiheet:** Olkapään/käsivarren helpotukseen/immobilisointiin/kiinnitykseen. Trauma-, akuutti- tai postoperatiivisessa hoidossa. **Vasta-aiheet:** Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

**Materiaali:** 2 % polyamidia, 26 % polyuretaanivaahtoa, 2 % puuvillaa, 70 % polyesteria. Ei sisällä lateksia.

**Pesuohe:** Konepesu 40°C. Kiinnitä tarranauhat pesun ajaksi. Pesupussin käyttö on suositeltavaa. Älä käytä valkaisuainetta. Ei kemiallista pesua. Ei saa silittää tai rumpukuivata.

**Lisätyyny:** Lisäkiilatyyny abduktion kasvattamiseksi +15°, tuotenumero 20117-06-15, on saatavana erikseen.

**Mittaus:** Kyynärpästä sormenpäihin, cm.

Koko	Kyynärvarren pituus, cm	Väri	Tuotenumero
S/L	35-44	Harmaa/ oranssi	20116-06-40
L/XL	43-55		20116-06-60



Vyötärönauha kiinnitetään myös kantositeeseen käsivarren tukemiseksi paremmin



MD Class I CE