

E-motion - Kyynärortoosi

TUOTENRO 20206

E-motion käytetään käsivarren ja kyynärpään stabilointiin leikkauksen tai trauman jälkeen liikelaajuutta rajoittamaan tai immobilisaatioon. Pituutta säädetään yksinkertaisella teleskooppimekanismilla. Olka- ja kyynärvarren ympärille tulevat alumiinimansetit voidaan muotoilla yksilöllisesti, jotta ne pysyvät hyvin paikoillaan. Ortoosin voi pukea ja riisua helposti yhdellä kädellä solkien avulla.

Ekstensio voidaan säätää ja kiinnittää 0° - 90° ja fleksio 0° - 120°. Säädöt 10 asteen välein. Säätöjen varmistus lukkiinnityksellä.

Käyttöaiheet: • Leikkauksen jälkeen

- Ekstensio-fleksion hallinta
- Pronaation/supinaation hallinta
- Konservatiiviset hoidot
- Kipsin poiston jälkeen

Vasta-aiheet: Välttä asettamasta mansettia suoraan loukkaantuneen tai turvonneen osan päälle.

Materiaali: Kisko: 40 % alumiinia, 35 % polyamidia, 15 % terästä, 10 % polyesteriä.

Pehmuste: 50 % polyuretaania, 38 % nailonia, 10 % elastaania, 2 % synteettistä hiilikuitua. Lateksivapaa.

Pesuhjeet: Tekstiiliverhoilu - pesu 30°C, parhaan kestävyuden saavuttamiseksi suositellaan käsinpesua, tasokuivaus. Kiskot ja liitos – pyyhitään liinalla ja lämpimällä vedellä/miedolla desinfiointiaineella.

Koko	Puoli	Art.no
Universaalikoko	Vasen	20206-10-50
Universaalikoko	Oikea	20206-20-50



MD Class I CE