

TK ROM - Post-op polviortoosi

TUOTENRO 70641

TK ROM Polviortoosia käytetään polven tai jalan vamman tai leikkauksen jälkeen, polven liikealueen hallitsemiseksi tai polvinivelen immobilisointia varten. Kehitetty mahdollistamaan nopean ja helpon testauksen leikkauksen jälkeen. TK ROM on yksi markkinoiden kevyimpiä jäykkiä ortooseja.

Ortoosin sisäpuoli on varustettu pehmeällä pehmusteella, joka tarttuu jalkaan hyvällä kitkalla ja saa ortoosin istumaan paikoilleen. Muokattavat alumiiniset mansetit mahdollistavat ortoosin helpon säätämisen yksilöllisesti. Kiskoja voidaan taivuttaa sopeutumaan jokaiselle potilaalle. Teleskooppimekanismeilla ortoosin pituutta voidaan säätää alkaen 46 cm - 58 cm. Kaikki jalkamansetit ovat irrotettavia.

Extensio 0° - 90°, fleksio 0° - 120° molemmat 10°:n välein.

Käyttöaiheet: Polvinivelsiteiden leikkauksen jälkeinen korjaava leikkaus, sääriluun distaaliset tai proksimaaliset murtumat, polvilumpion murtumat, osteotomia, polven dislokaatio.

Vasta-aiheet: Ei tarkoitettu yli 110 kg painaville henkilöille.

Koko: Yleiskoko.

Mitta: Reiden ympärysmitta cm (n. 15 cm polvilumpion yläpuolella). Sopii reisiin, joiden ympärysmitta on jopa 80 cm.

Materiaali: Kisko: 40 % alumiinia, 35 % polyamidia, 15 % terästä, 10 % polyesteriä.

Pehmuste: 50 % polyuretaania, 38 % nailonia, 10 % elastaania, 2 % synteettistä hiilikuitua. Lateksivapaa.

Pesuohteet: Tekstiliverhoilu - pesu 30°C, parhaan kestävyuden saavuttamiseksi suositellaan käsinpesua, tasokuivaus. Kiskot ja liitos - pyyhitään liinalla ja lämpimällä vedellä/miedolla desinfiointiaineella.



Hihansuut voidaan muotoilla jalkaan sopivaksi.



MD Class I CE

Koko	Art.no
Yleiskoko	70641-00-50