

# OActive - Polviortoosi

TUOTENRO 70658

OActive on kevyt ja miellyttävä matalaprofilinen ortoosi, jota käytetään polven nivelrikon hoitoon. Vähentää kuormitusta erinomaisesti ja lievittää kipua. Joustava lasta mukautuu jalan ulkosivun muotoon ja vähentää polveen kohdistuvaa kuormitusta haittaamatta kävelyä. Lastaa voidaan kääntää kivunlievityksen optimoimiseksi. Rei'itetty kevyt kehys on joustava ja mahdollistaa ilman kierron. Voidaan käyttää vaatteiden alla. Liikealue voidaan asettaa 0°, 5°, 10°, 15°, 20° & 25° ja taivutukseksi 45°, 60°, 75° ja 90°.

Vähentää kontralateraalista kontaktia kävelyn aikana ja vähentää herkkään polvenympärysalueeseen kohdistuvaa painetta. Sopii molemminpuolisiin polvivaivoihin sekä henkilöille, joilla on rajoitetusti tilaa reisien tai polvien välissä kävellessä.

Muotoonpuristettu vuori ja sisäpinnan silikonipintainen pitävä materiaali vähentää sääreen kohdistuvaa painetta ja liukumisriskiä.

**Käyttöaiheet:** Lievästä vaikeaan toispuoleiseen polviartroosiin. Mediaalinen tai lateraalinen.

**Vasta-aihe:** Ei sovellu henkilöille, joiden paino >136 kg.

**Koko:** Universaali.

**Materiaali:** Lasta alumiinia, polvityyny neopreenia.

**Pesuhjeet:** Side tulee irrottaa ja pestä käsin tarpeen mukaan kylmällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Huuhtele huolellisesti ja ilmakeivää. (Älä pese pesukoneessa).



MD Class I CE

|   | Tuotenro.   |
|---|-------------|
| Vasen   | 70658-10-50 |
| Oikea   | 70658-20-50 |
| Koko  | Universal   |
| Pituus sopii reiteen, jonka ympärysmitta on enintään 73 cm. |             |