

WalkerFix - Nilkkaortoosi

TUOTENRO 80210

WalkerFix -ortoosissa on kiinteä nilkkaosa ja alumiinivarret. Kevyt ja käyttäjätystävällinen malli. Rullapohja mahdollistaa tasaisen ja pehmeän kävelyn. Matala profiilin ansiosta toisessa jalassa voidaan käyttää tavallista kenkää. Ympäri kulkevat tarranauhat. Pehmeä pehmuste.

Käyttöaiheet: Jalan ja nilkan immobilisointiin. Pehmytkudosvaurioiden, nyrjähdysten, stabiilien murtumien ja akillesjänteen repeämän hoitoon. Myös nilkan stabilointiin leikkauksen jälkeen. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää potilaille, joilla on diabetes. Ei saa käyttää potilaille, joilla on instabiili murtuma. **Riskit:** Ei tiedossa.

Materiaali: Pehmuste polyesteriä.

Pesuhjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla liinalla. Pehmuste pestään käsin max 30 °. Tasokuivaus. Ei rumpukuivausta.

Lisävarusteet:

- Vasemman jalan kantakiila: 80215-10-00
- Oikean jalan kantakiila: 80215-20-00
- Sukka 2-pakkaus: 80215-30-00
- Hygieniasuoja 10 kpl: 80219-00-00

Koko	Vastaava kengän koko	Tuoteno
Small	36-39	80210-00-40
Medium	40-43	80210-00-50
Large	44-47	80210-00-60

